

# ODBĚR SLIN PRO VYŠETŘENÍ KORTIZOLU

vyšetření při podezření na Cushingův syndrom nebo Addisonovu chorobu, pro stanovení funkční dynamické testy osy hypothalamus – hypofýza – kůra nadledvinek

## POKYNY PRO PACIENTA

1. nádobku uchopte pod zátkou a odstraňte ji, pouzdro zůstane v průhledné zkumavce, viz obr. 1
2. vyjměte tampón, vložte ho pod jazyk a pomalu žvýkejte, viz obr. 2 a 3; tampón nechte v ústech (cca 30 – 45 sekund)
3. tampón vložte do pouzdra zkumavky a uzavřete, viz obr. 4 a 5
4. zkumavku označte celým jménem a RČ
5. zaznamenejte na žádanku datum a hodinu odběru slin
6. nádobku se vzorkem slin a žádanku odevzdejte na odběrovém místě nebo u lékaře



výrobce produktu Salivette Cortisol je SARSTEDT AG & Co

## DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- minimálně 30 minut před odběrem slin nejezte, nepijte, nečistěte si zuby, nekuřte
- léky užíjte podle pokynů lékaře, ten případně zaznamená na žádanku, jaké léky jste užíli, v jakém dávkování, četnosti a v kolik hodin
- nádobku se vzorkem slin lze uchovat v lednici – vzorek **nesmí zmraznout**

Klientské centrum

☎ 800 737 383

✉ [podpora@aeskulab.cz](mailto:podpora@aeskulab.cz)

**AeskuLab**  
a Unilabs company