

UROGENITÁLNÍ MYKOPLAZMATA

MYCOPLASMA HOMINIS A UREAPLASMA UREALYTICUM

ODBĚR VZORKU

Mykoplazmata pevně adherují k povrchu epiteliálních buněk. Proto je nutný takový odběr, aby vzorek zasláný k vyšetření tyto buňky sliznice obsahoval.

U ŽENY se odebírá vzorek **Z CERVIXU**, resp. **Z VAGINY**:

1. Před odběrem z endocervixu očistěte zevní ústí děložního hrdla od hlenu, hnisu, krve apod. (tento tampon není součástí odběrové soupravy).
2. Speciální tampon z odběrové soupravy (dacron nebo rayon) zaveďte cca 1cm do cervikálního kanálu a několikrát tamponem otočte k získání bohatého vzorku. **U gravidních žen** lze vzorek odebrat z exocervixu, resp. z vaginy.
3. Tampon s odebraným materiálem vložte do nádobky s UMMt médiem. Přechnívajíc část tamponu odlomte a nádobku pevně uzavřete.

U MUŽE se odebírá vzorek **Z URETRY**:

1. Pacienta poučte, že by minimálně 2-3 hod před odběrem neměl močit.
2. Očistěte ústí močové trubice od sekretů, je-li třeba (tento tampon není součástí odběrové soupravy).
3. Speciální tampon z odběrové soupravy (dacron nebo rayon) zaveďte 2cm do uretry a několikrát tamponem otočte tak, aby se získaly požadované slizniční buňky.
4. Tampon s odebraným materiálem vložte do nádobky s UMMt médiem, přechnívajíc část tamponu odlomte a nádobku pevně uzavřete.

Na vyšetření lze použít i tekutý materiál: sperma nebo moč (první porce) odebraný do sterilní nádobky (spíše se však nedoporučuje pro možnost falešné reaktivity vlivem zásaditého pH).

UCHOVÁVÁNÍ VZORKU PŘED TRANSPORTEM, TRANSPORT

Vzorek bez UMMt média co nejrychleji po získání přepřavit do laboratoře při pokojové teplotě. V případě nutnosti lze inokulované UMMt médium uchovávat až 48 hodin při 2-8°C.