

## PROVEDENÍ ODBĚRU NA ENTEROBIÓZU METODOU DLE GRAHAMA

---

**POŽADOVANÝ ODBĚROVÝ MATERIÁL:** podložní skla s lepicí páskou - perianální otisky na průkaz *Enterobius vermicularis* (roupy)

### NÁVOD NA ODBĚR PERIANÁLNÍHO OTISKU NA PRŮKAZ *ENTEROBIUS VERMICULARIS*:

Pacient si ráno neumývá konečník a perianální krajinu, je rovněž vhodné odebrat vzorek před případnou ranní defekací (aby nedošlo k odstranění vajíček).

Připravíme podložní mikroskopické sklo, průhlednou lepicí pásku, rozevřeme gluteální svaly a přitiskneme krátce lepicí pásku stranou s lepidlem přes konečník, řasy a blízké okolí, pásku ihned sejmem a přilepíme na podložní sklo, uhladíme a označíme.

Odběr materiálu opakujeme tři dny vždy ráno stejným způsobem, a přetrvává-li podezření, i vícrát.

Pokud provádíme preventivní vyšetření, například po zjištění nákazy v dětském kolektivu, je vhodné respektovat prepatentní periodu a odebrat vzorky ještě po několika týdnech opakovaně.

### UCHOVÁVÁNÍ VZORKU PŘED TRANSPORTEM, TRANSPORT

Odebraný vzorek uchováváme a transportujeme do laboratoře při pokojové teplotě.

**ČASOVÁ DOSTUPNOST VYŠETŘENÍ 24 hod.**