

TEST OKULTNÍHO KRVÁCENÍ

POMOCÍ OC-SENSOR



- Každý rok onemocní rakovinou tlustého střeva či konečníku cca **8 000** lidí.
- **5 000** z nich svému **onemocnění zbytečně podlehne**, toto **onemocnění ale lze léčit**.
- Předpokladem je však **včasná diagnóza**.
- Vzorek pro **spolehlivý test** odeberte neinvazivní metodou v prostředí domova.

Výhody oproti dosud používané metodě:

- test s číselným výsledkem
- bez nutnosti držet před vyšetřením dietu
- delší čas pro dodání do laboratoře (až týden)
- vyšší přesnost metody (99 %) pro časnější záchyt nemoci
- průkaznost výsledku z jediného odběru

Klientské centrum

☎ 800 737 383

✉ klienti@unilabs.com

 **Unilabs**
AeskuLab

05052023_OK45

Postup při provedení odběru vzorku

1.

Označte vzorek svým jménem a запиšte datum odběru vzorku.



Z druhé strany má kazeta identifikační čárový kód.


2.

Otevřete kazetku, otočte víčkem doleva, kartáček vysuňte.




3.

Seškrábejte povrch stolice.



4.

Zaplňte stolicí rýhy, správně odebraný vzorek stolice vypadá takto:



5.

Zasuňte kartáček a víčko pevně zacvakněte. Kazetku znovu neotevírejte!



6.

Co nejdříve po odběru odevzdejte kazetku lékaři/do laboratoře. Do odevzdání uchovávejte v chladničce.

