

VYŠETŘENÍ MOČOVÉHO SEDIMENTU DLE HAMBURGERA

posouzení funkce ledvin z moče

POKYNY PRO PACIENTA – SBÍRANÁ MOČ V PRŮBĚHU 3 HODIN



- pacient sbírá moč ideálně 3 hodiny, přípustné je i časové rozmezí 2,5–3,5 hodiny



- pro sběr moči použijte čistou a suchou nádobu o objemu cca 500 ml



- **v čase zahájení sběru** například v 5:00 hodin ráno se vymočí **mimo sběrnou nádobu**



- moč sbírá 3 hodiny (180 minut) a obvykle se jedná o jediné vymočení v daném intervalu



- během sběru moče může pacient přijmout cca 300 ml tekutin



- v čase ukončení sběru, například v 8:00 hodin (byl-li sběr zahájen v 5:00 hodin), se po očištění genitálií vymočí do sběrné nádoby



- označí sběrnou nádobu jménem a RČ



- na žádanku napíše **čas začátku a čas ukončení doby sběru s přesností na minuty**



- sběrnou nádobu se žádankou odevzdá na odběrovém místě nebo u lékaře

Klientské centrum

800 737 383

podpora@aeskulab.cz

AeskuLab
a Unilabs company